

肌纤维 ATPase 染色液

摘要

腺苷三磷酸酶染色，用于骨骼肌中区分两种肌纤维

产品介绍

腺苷三磷酸酶染色，用于骨骼肌中区分两种肌纤维主要由碱性前孵育液、酸性前孵育液、孵育液、硫化液等组成。用碱性前孵育液处理 I 型肌（红肌、慢纤维）淡染，II 型肌（白肌、快纤维）深染；用酸性前孵育液处理 I 型肌（红肌、慢纤维）深染，II 型肌（白肌、快纤维）淡染。