

## Mallory PTAH 染色液(化学氧化法)

### 摘要

肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/  
平滑肌染色

### 产品介绍

肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/  
平滑肌染色染色液采用化学氧化法使其成  
熟,但保存时间短,染色力同自然氧化法。横  
纹肌的横纹、纤维素、胞核、红细胞、神  
经胶质纤维呈深蓝色,胶原纤维、软骨呈棕  
红色。