

Mallory 磷钨酸苏木素染色液(PTAH 化学氧化法)

摘要

肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/平滑肌染色

产品介绍

肌纤维、纤维素的染色,尤其适用于横纹肌/平滑肌染色染色液采用化学氧化法使其成熟,但保存时间短,染色力同自然氧化法。横纹肌的横纹、纤维素、胞核、红细胞、神经胶质纤维呈深蓝色,胶原纤维、软骨呈棕红色。