

Thomas 磷钼酸苏木素染色液

摘要

胶原、网状纤维

产品介绍

肌纤维

(Muscle fiber)属于肌组织成分，由肌细胞组成。根据形态和功能特点，肌纤维可以分为平滑肌(又称横纹肌)、骨骼肌、心肌。肌纤维染色的方法有很多种，如丽春红法、苯胺蓝法、钨磷钨酸苏木素法等。目前使用磷钼酸作为媒染剂的苏木素较少，受到大家认可的是 McManus 和 Nowry 采用的用

于显示胶原和粗网状纤维的 Thomas 磷钼酸
苏木素技术。