

## 弹力纤维染色液(改良 Gomori 醛品红法)

### 摘要

弹力纤维染色。还可以肥大细胞、对胰岛素 $\beta$ 细胞、脑垂体嗜碱性细胞染色。

### 产品介绍

弹力纤维染色液(改良 Gomori 醛品红法)染色原理在于成熟的醛品红对特殊的蛋白质及含有硫酸根的黏多糖具有很强的亲和力，与弹力纤维结合的很好，该染液亦显示肥大细胞颗粒，脂褐素、嗜酸性细胞等。