

肥大细胞染色液(阿利新蓝沙黄法)

摘要

肥大细胞脱颗粒染色

肥大细胞脱颗粒染色幼稚型肥大细胞颗粒呈蓝色,成熟些肥大细胞颗粒呈红色。

产品介绍

肥大细胞染色液(阿利新蓝沙黄法)

产品简介:

肥大细胞

(Mast cell)是疏松结缔组织内常见的细胞,常成群的沿着小血管和淋巴管分布,也常见于支气管和胰腺的小叶间导管周围,一般细胞较大,直径约为 20-30 μm , 呈圆形

或椭圆形，胞核较小、胞质内充满粗大且具有异染性嗜酸性颗粒。

肥大细胞染色液(阿利新蓝沙黄法)能够区分不同类型的异染颗粒，染色后幼稚型肥大细胞颗粒呈蓝色，成熟型肥大细胞颗粒呈红色，对比较为清楚。