

## 嗜酸性粒细胞稀释液(计数液)

### 摘要

用于嗜酸性粒细胞计数

### 产品介绍

嗜酸性粒细胞

(eosinophil, E)是白细胞的一种，占白细胞总数的 0.5%~5%。

嗜酸性粒细胞稀释液

(Eosinophil

dilution

)作用原理是血液经适量的

Eosinophil

dilution

稀释

,

嗜酸性粒细胞在含有石楠红

B 中被染成红色，而红细胞及其他白细胞破裂或溶解，有时少量并未被破坏，但不会被伊红着色。

充入计数池内，在

显微镜下计数体积内嗜酸性粒细胞数量，换算求出每升血液中嗜酸性粒细胞的数量

。该

嗜酸性粒细胞稀释液仅用于科研领域，不用于临床诊断。