

中性红-甲基蓝染色液

摘要

可以将死细胞染成蓝色，活细胞的液泡系呈红色。

液泡系包括高尔基复合体、溶酶体、内质网、转运泡、吞噬泡等。中性红是液泡系的专一活性染色剂,在细胞处于生活状态时,只将液泡系染成红色,细胞质和细胞核不被染色。

产品介绍

可以将死细胞染成蓝色，活细胞的液泡系呈红色。

液泡系包括高尔基复合体、溶酶体、内质网、转运泡、吞噬泡等。中性红是液泡系的专一活性染色剂,在细胞处于生活状态时,

只将液泡系染成红色,细胞质和细胞核不被染色。