

煌焦油蓝染色液

摘要

煌焦油蓝染色液,主要用于网织红细胞活体染色

产品介绍

煌焦油蓝染色液,主要用于网织红细胞活体染色背景清楚,颜色鲜亮

产品简介:

网织红细胞是晚幼红细胞到完全成熟的红细胞之间的过度型细胞,由于其细胞浆中尚存在嗜碱性的

RNA 物质,用煌焦油蓝染色液行活体染色后,胞浆中镜检可见有浅蓝或深蓝色的网

状结构。

煌焦油蓝染色液多用于网织红细胞活体染色，利用本染色液所染出的结果，背景颜色明亮清晰，而且不受长时间过度染色的影响

。该

染色液仅用于科研领域，不用于临床诊断或其他用途。