

刘氏染色液(Liu Stain) 期货请咨询

摘要

刘氏 A 液为 100ml,刘氏 B 液为 2x100ml。
主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物涂片、脱落细胞涂片的染色。

产品介绍

刘氏 A 液为 100ml,刘氏 B 液为 2x100ml。
主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物涂片、脱落细胞涂片的染色。 刘氏染色液是根据台湾大学刘祯辉教授所研究的一种新的染色技术所配制的与 Wright Stain 类似的染液,都是利用 Romanowsky Stain 技术原理改良而来的,染色结果与瑞氏染色液也极其相似,但刘氏染色液所需的时间更短,一般 2min 以内即可完成染色。