

乙醇-福尔马林-醋酸固定液

摘要

复合固定液,既有脱水作用,也有交联作用

产品介绍

乙醇-福尔马林-醋酸固定液

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构,固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变,从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦

味 酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

乙醇-福尔马林-醋酸固定液

主要由

乙醇、福尔马林、乙酸组成，该固定液属于脱水

-交联固定剂，在辨认特定抗体的免疫组化反应中能产生极好的结果，也有利于含有多量脂肪的大样本固定。