

## 动物灌注固定液

### 摘要

动物的灌注固定

### 产品介绍

动物灌注固定液

### 产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。

动物灌注

固定液

主要由

甲醛、蔗糖、鞣酸、硫酸镁等组成，固定均匀，组织收缩轻微。

动物灌注

固定液

是

多聚甲醛或多聚甲醛与其他的混合物，该液适合于绝大多数动物灌注和固定。