

环保组织固定液(即用型)

摘要

各种组织固定,不含醛类物质,又称无毒环保型固定液。

产品介绍

各种组织固定,不含醛类物质,又称无毒环保型固定液。用于病理样本和动物组织固定,也可用于脱落细胞、培养细胞的固定。

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构,固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。