

TAF 固定液

摘要

又称为三羟基乙胺福尔马林固定液，主要由甲醛、三羟基乙胺、去离子水组成，该固定液适合于线虫的固定

产品介绍

TAF 固定液

产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使

酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味 酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

TAF 固定液

又称为三羟基乙胺福尔马林固定液，

主要由

甲醛、

三羟基乙胺

、去离子水组成，该固定液适合于

线虫

的固定。