

## 齐-欧氏固定液

### 摘要

主要由铬酸、硫酸铜等组成，多用于植物组织的固定。

### 产品介绍

齐-欧氏固定液

### 产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固

定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味 酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

## 齐-欧氏固定液

主要由

铬酸、硫酸铜等组成，多用于植物组织的固定。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。