

Orth 固定液

摘要

线粒体、高尔基器、核分裂的固定

产品介绍

线粒体、高尔基器、核分裂的固定临用前，按 Orth 溶液:福尔马林=10:1 的比例,加入福尔马林。

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。选择固定液对组织染色和免疫组化染色都极其重要，通常将几种固定剂混

合配制成复合固定液，这样可以适应多种组织、细胞成分的保存。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。