

Regaud 固定液

摘要

重铬酸盐固定液

产品介绍

重铬酸盐固定液临用前,按 Regaud 溶液:福尔马林=4:1 的比例,加入福尔马林。

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构,固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。