

EDTA.2K 抗凝剂(10×,无菌)

摘要

离子螯合类抗凝血药,适用于全血细胞分析,尤其适用于血小板计数;枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆,即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开;EDTA 可用于制备洗涤血小板,即将血小板与血浆蛋白分开。

产品介绍

离子螯合类抗凝血药,适用于全血细胞分析,尤其适用于血小板计数;枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆,即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开;EDTA 可用于制备洗涤血小板,即将血小板与血浆蛋白分开。无菌溶液。0.2ml 的 EDTA.2K 抗凝剂(10

×)可抗凝 1.8ml 血液