

枸橼酸钠抗凝剂(4%)

摘要

又称柠檬酸钠,离子螯合类抗凝血药,适用于凝血象和红细胞沉降率测定;枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆,即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开;EDTA可用于制备洗涤血小板,即将血小板与血浆蛋白分开。

产品介绍

又称柠檬酸钠,离子螯合类抗凝血药,适用于凝血象和红细胞沉降率测定;枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆,即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开;EDTA可用于制备洗涤血小板,即将血小板与血浆蛋白分开。抗凝剂(4%)与血液的比例一般采用



1:9(V:V)