

阿氏液(Alsever's Solution)

摘要

血液保存液，又称为 SRBC 保存液、Alsever 液或红细胞保存液,是一种等渗平衡盐溶液。通常用作抗凝剂或血液防腐剂,允许全血在冷藏温度下储存约 3 个月。

产品介绍

血液保存液，又称为 SRBC 保存液、Alsever 液或红细胞保存液,是一种等渗平衡盐溶液。通常用作抗凝剂或血液防腐剂,允许全血在冷藏温度下储存约 3 个月。无菌溶液。主要由柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、氯化钠组成。经过滤除菌处理。按 1~4:1 稀释使用。