

枸橼酸钠抗凝剂(3.2%)

摘要

离子螯合类抗凝血药,适用于凝血象和红细胞沉降率测定; 枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆, 即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开; **EDTA** 可用于制备洗涤血小板, 即将血小板与血浆蛋白分开。

产品介绍

离子螯合类抗凝血药,适用于凝血象和红细胞沉降率测定; 枸橼酸钠可用于制备富血小板血浆, 即将血小板与其他血细胞分开但不与血浆分开; **EDTA** 可用于制备洗涤血小板, 即将血小板与血浆蛋白分开。抗凝剂(3.2%)与血液的比例一般采用 1:9(V:V)