

荧光抗体稀释液(Kolmers 法)

摘要

荧光抗体稀释,消除荧光抗体非特异性染色,可以用于减缓各种常见荧光抗体的荧光淬灭。荧光抗体稀释液主要由 Kolmers 盐溶液、抗荧光衰减剂组成。

产品介绍

荧光抗体稀释,消除荧光抗体非特异性染色,可以用于减缓各种常见荧光抗体的荧光淬灭。荧光抗体稀释液主要由 Kolmers 盐溶液、抗荧光衰减剂组成。