

## BBTS 缓冲液(0.1molL,pH8.6)

### 摘要

逆向免疫扩散

### 产品介绍

逆向免疫扩散主要由巴比妥钠、盐酸等组成。

Barbitone sodium 分子式

为

C

8

H

12

N

2

N

a

O

3

，分子量

为

206.17，CAS 号为 144-02-5，易

溶于

沸

水，易溶于碱性溶液

。

BBTS

## 缓冲液

(0.1mol/L,pH8.6)主要由

BBTS

、防腐剂等组成，

pH 值为 8.6，常用于逆向免疫扩散实验，  
亦可用于其他用途。