

甘油明胶封固液

摘要

又称甘油明胶封片液,属于水溶性封固剂(水溶性封片剂),常规切片和细胞涂片的封固,主要用于染色后不能经无水乙醇脱水、二甲苯透明的染色片的封片,主要是指组织细胞中含有脂肪和一些染料、显色剂等能被二甲苯溶解的样本。亦可以用于免疫组化的封闭

产品介绍

又称甘油明胶封片液,属于水溶性封固剂(水溶性封片剂),常规切片和细胞涂片的封固,主要用于染色后不能经无水乙醇脱水、二

甲苯透明的染色片的封片，主要是指组织细胞中含有脂肪和一些染料、显色剂等能被二甲苯溶解的样本。亦可以用于免疫组化的封闭主要由明胶、甘油等组成。使用时水浴加热 40℃ 融化。