

TBS 缓冲液(0.02molL,pH8.2)

摘要

免疫金银染色缓冲液

产品介绍

免疫金银染色缓冲液主要由 Tris、氯化钠、防腐剂、BSA 组成。Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗免疫染色的组织或 Western Blot 中的蛋白印迹膜等, 是常用分子生物学试剂。BS 缓冲液(0.02mol/L,pH8.2)主要由 Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成, 可用于免疫金染色中清洗组织, 亦可作为封闭液的基础试剂。