

柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(0.1molL,pH3.0-6.6)

摘要

常规缓冲液

产品介绍

常规缓冲液主要由柠檬酸、柠檬酸钠组成,按照不同比例配制成相应 pH 值(pH3.0-6.6),客户根据需要可选

Ph3.0,3.2,3.4,3.6,3.8,4.0,4.2,4.4,4.6,4.8,5.0,5.2,5.4,5.6,5.8,6.0,6.2,6.4,6.6。