



## 柠檬酸钠(0.04mol/L)NaCl(0.02mol/L)缓冲液 (pH4.0)

### 摘要

柠檬酸钠-氯化钠缓冲液，柠檬酸钠终浓度 0.04mol/L, NaCl 终浓度 0.03mol/L, 调整 pH 至 对应值。

### 产品介绍

柠檬酸钠-氯化钠缓冲液，柠檬酸钠终浓度 0.04mol/L, NaCl 终浓度 0.03mol/L, 调整 pH 至 对应值。