

## 磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液(pH2.2-8.0)

### 摘要

常规磷酸盐缓冲液

### 产品介绍

常规磷酸盐缓冲液磷酸氢二钠-柠檬酸浓度分别为 0.2M、0.1M,pH 值根据客户需要可以选

pH2.2,2.4,2.6,2.8,3.0,3.2,3.4,3.6,3.8,4.0,4.2,4.4,4.6,4.8,5.0,5.2,5.4,5.6,5.8,6.0,6.2,6.4,6.6,6.8,7.0,7.2,7.4,7.8,8.0。