

磷酸氢二钠-磷酸二氢钾缓冲液 (0.2molL,pH5.8-8.0)

摘要

常规磷酸盐缓冲液

产品介绍

常规磷酸盐缓冲液主要由磷酸氢二钠和磷酸二氢钾组成,磷酸根浓度为 0.2mol/L.pH 值可选

5.8,5.9,6.0,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,8.0。