

## 乙酸钾缓冲液(0.1molL,pH3.6-5.6,无菌)

### 摘要

主要提供乙酸根,分析试剂,调节 PH 值

### 产品介绍

主要提供乙酸根,分析试剂,调节 PH 值无菌溶液,主要由乙酸钾溶液和乙酸溶液按不同比例混合,获得相应 pH 值。其乙酸根为 0.1M。客户可以选择 pH 值为 3.6,3.8,4.0,4.2,4.4,4.6,4.8,5.0,5.2,5.6。