

## 碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液(0.1molL,pH9.16-10.83)

### 摘要

常规缓冲液

### 产品介绍

常规缓冲液主要由碳酸钠和碳酸氢钠组成,即分别配制 0.1mol/L 碳酸钠溶液和碳酸氢钠溶液,按照不同比例混合成相应 pH 值,最终浓度为 0.1mol/L,客户可以选择的 pH 值为:

9.16,9.4,9.51,9.79,9.9,10.14,10.28,10.53,10.83。注意密闭保存。