

Heinz 小体染色液(耐尔蓝法)

摘要

用于变性珠蛋白小体染色,又称血红蛋白包涵体染色,对 G6PD(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶和不稳定的血红蛋白病的诊断有一定价值

产品介绍

用于变性珠蛋白小体染色,又称血红蛋白包涵体染色,对 G6PD(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶和不稳定的血红蛋白病的诊断有一定价值被染成紫色或蓝黑色小点。