

抗酸染色液(改良 Kinyoun 冷染法)

摘要

抗酸菌(诺卡菌和红球菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌

产品介绍

抗酸菌(诺卡菌和红球菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌抗酸菌或弱酸菌(诺卡菌和红球菌等)呈红色,非抗酸杆菌和背景呈浅蓝色。主要由石炭酸复红液、脱色液、亚甲基蓝复染液组成。