

## 抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)

### 摘要

抗酸菌(结核杆菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌

### 产品介绍

抗酸菌(结核杆菌等)染色,可鉴别抗酸菌与非抗酸菌。抗酸菌染色中 leagene 公司推荐采用该染色液。经典抗酸菌染色法,结果为:抗酸杆菌/结核杆菌呈红色,非抗酸杆菌和背景呈蓝色。主要由石炭酸复红液、脱色液、亚甲蓝复染液组成。