

伊红染色液(醇溶,1%)

摘要

又称曙红染色液,常规切片染色

产品介绍

伊红染色液(醇溶,1%)

产品简介:

伊红

(Eosin)又称曙红,属人工合成染料中的咕吨类染料,为桃红色或粉红色的粉末。伊红(醇溶)分子式为 C

20

H

8

Br

4

0

5

， 分子量为

649.9。伊红适宜与苏木 精配合染色以显示正常或病理组织的形态结构。

伊红染色液(醇溶，

1

%)采用特有防腐剂，操作简单，不使用汞、甲醇等有毒试剂。常用于组织切片或培养细胞的染色，染色后细胞浆呈粉红色或红色。