

## 改良 MacConaill 铅苏木素染色液

### 摘要

内分泌细胞颗粒染色

### 产品介绍

改良 MacConaill 铅苏木素染色液

### 产品简介：

苏木素

(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合染色简称 HE 染色，是病理学和组织学常用的一种染色方法。苏木精为碱性天然染料，可使细胞核着色。细胞核内染色质的主要成分是 DNA，在 DNA 的双螺旋结构中，两条核苷酸链上的磷酸基向外，使 DNA 双螺旋的外

侧带负电荷，呈酸性，很容易与带正电荷的苏木精碱性染料以离子键或氢键结合而被染色。改良 MacConaill 铅苏木素染色液以铅盐作为氧化剂，可显示神经内分泌细胞。