

## 糖原 PAS 染色液(细胞专用)

### 摘要

经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质,特别适用于细胞、极其薄的切片。

### 产品介绍

经典的糖原染色法,不仅能够显示糖原,还能显示中性黏液性物质和某些酸性物质,特别适用于细胞、极其薄的切片。细胞的糖原染色中公司推荐采用该染色液,是经典糖原染色法,高碘酸和 schiff 试剂应低温保存。染色结果为: PAS 反应阳性物质(糖原或多糖)均呈红色或紫红色; 细胞核呈蓝色。