

胞浆苹果酸酶 2 抗体

产品货号： mlR18753

英文名称： ME2

中文名称： 胞浆苹果酸酶 2 抗体

别名： Malate dehydrogenase; Malic enzyme 2; Malic enzyme 2 mitochondrial; Malic enzyme 2 NAD(+) dependent mitochondrial; Malic enzyme mitochondrial; Malic enzyme NAD(+) dependent mitochondrial; MAOM_HUMAN; ME 2; ME2; mitochondrial; NAD dependent malic enzyme mitochondrial; NAD ME; NAD-dependent malic enzyme; NAD-ME; ODS1; Pyruvic malic carboxylase.

研究领域： 肿瘤 细胞生物 信号转导

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep,

产品应用： WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 ICC=1:100-500 IF=1:100-500

(石蜡切片需做抗原修复)

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

分子量： 63kDa

细胞定位： 细胞浆

性状： Lyophilized or Liquid

浓度： 1mg/ml

免疫原： KLH conjugated synthetic peptide derived from human ME2:161-260/584

亚 型 : IgG

纯化方法 : affinity purified by Protein A

储 存 液 : 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.

保存条件 : Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.

PubMed : PubMed

产品介绍 : Malate dehydrogenase; Malic enzyme 2; Malic enzyme 2 mitochondrial; Malic enzyme 2 NAD(+) dependent mitochondrial; Malic enzyme mitochondrial; Malic enzyme NAD(+) dependent mitochondrial; MAOM_HUMAN; ME 2; ME2; mitochondrial; NAD dependent malic enzyme mitochondrial; NAD ME; NAD-dependent malic enzyme; NAD-ME; ODS1; Pyruvic malic carboxylase.

Subcellular Location:

Mitochondrion matrix.

Similarity:

Belongs to the malic enzymes family.

SWISS:

P23368

Gene ID:

4200

Important Note:

This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.

产品图片

