

NUDCD2 蛋白抗体

产品货号： mIR19507

英文名称： NUDCD2

中文名称： NUDCD2 蛋白抗体

别 名： NudC domain containing 2; NudC domain-containing protein 2; NudC like protein 2; NUDC2_HUMAN; Nudcd2.

研究领域： 细胞生物 免疫学

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Human, Mouse, Rat, Cow,

产品应用： WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

分 子 量： 18kDa

细胞定位： 细胞浆

性 状： Lyophilized or Liquid

浓 度： 1mg/ml

免 疫 原： KLH conjugated synthetic peptide derived from human NUDCD2:51-120/157

亚 型 : IgG

纯化方法 : affinity purified by Protein A

储 存 液 : 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.

保存条件 : Store at -20 ° C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20° C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 ° C.

PubMed : PubMed