

NECAP2 蛋白抗体

产品货号： mIR19096

英文名称： NECAP2

中文名称： NECAP2 蛋白抗体

别名： Adaptin ear binding coat associated protein 2; Adaptin ear-binding coat-associated protein 2; FLJ10420; NECAP endocytosis associated 2; NECAP endocytosis associated protein 2; NECAP endocytosis-associated protein 2; NECAP-2; NECAP2; NECP2_HUMAN.

研究领域： 细胞生物 信号转导

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Human, Mouse, Rat, Pig, Cow, Horse, Rabbit,

产品应用： WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 ICC=1:100-500 IF=1:100-500

（石蜡切片需做抗原修复）

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

分子量： 28kDa

细胞定位： 细胞浆 细胞膜

性状： Lyophilized or Liquid

浓度： 1mg/ml

免 疫 原： KLH conjugated synthetic peptide derived from human NECAP2:181-263/263

亚 型： IgG

纯化方法： affinity purified by Protein A

储 存 液： 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.

保存条件： Store at -20 ° C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20° C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 ° C.

PubMed： PubMed

产品介绍： This gene likely encodes a member of the adaptin-ear-binding coat-associated protein family. Studies of a similar protein in rat suggest a role in clathrin-mediated endocytosis. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq, Feb 2009]

Function:

Involved in endocytosis.

Subcellular Location:

Cytoplasmic vesicle > clathrin-coated vesicle membrane. Cell membrane. Colocalizes with AP-2 at the plasma membrane.

Similarity:

Belongs to the NECAP family.

SWISS:

Q9NVZ3

Gene ID:

55707

Important Note:

This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.