

磷酸化 A-Raf 抗体

产品货号： mlR3371

英文名称： Phospho-A Raf (Ser299)

中文名称： 磷酸化 A-Raf 抗体

别 名： A RAF (phospho S299); p-A RAF (phospho S299); A RAF (phospho S299); p-A RAF (phospho S299); A raf 1; A Raf proto oncogene serine/threonine protein kinase; ARAF 1; ARAF; ARaf proto oncogene serine/threonine protein kinase; ARAF1; Oncogene Araf1; Oncogene PKS2; PKS 2; PKS; PKS2; Proto oncogene Pks; RAFA 1; RAFA1; Ras binding protein DA Raf; v raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog; v raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog 1; v raf oncogene homolog 1 (murine sarcoma 3611 virus); ARAF_HUMAN.

产品类型： 磷酸化抗体

研究领域： 肿瘤 细胞生物 免疫学 信号转导 细胞凋亡 转录调节因子

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep,

产品应用： WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 IF=1:100-500 （石蜡切片需做抗原修复）

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

分 子 量： 67kDa

细胞定位： 细胞浆

性 状： Lyophilized or Liquid

浓 度： 1mg/ml

免 疫 原： KLH conjugated Synthesised phosphopeptide derived from human A Raf around the phosphorylation site of Ser299:RD(p-S)G

亚 型： IgG

纯化方法： affinity purified by Protein A

储 存 液： 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.

保存条件： Store at -20 ° C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20° C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 ° C.

PubMed： PubMed

产品介绍： The RAF family of signaling proteins has three isoforms: A RAF, RAF 1 and B RAF. These proteins are instrumental in forwarding the stimulus generated by mitogens from monomeric G proteins to the MAP kinase pathway. RAF 1 is known to be downstream of Ras and binds to it by an N terminal noncatalytic domain. This domain is conserved in A RAF and B RAF. 14-3-3 is also known to be an activator of RAFs. Activated RAF directly phosphorylates and activates MEK. A RAF is expressed at a very high concentration in urogenital and kidney tissues.

Function:

Involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus.

Subunit:

Interacts with TH1L/NELFD.

Tissue Specificity:

Predominantly in urogenital tissues.

Similarity:

Belongs to the protein kinase superfamily. TKL Ser/Thr protein kinase family. RAF subfamily.

Contains 1 phorbol-ester/DAG-type zinc finger.

Contains 1 protein kinase domain.

Contains 1 RBD (Ras-binding) domain.

SWISS:

P10398

Gene ID:

369

Important Note:

This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.