

壬基酚抗体

产品货号： mlR0353

英文名称： Nonylphenol

中文名称： 壬基酚抗体

别 名： NP.

产品类型： 药物与化合物抗体

研究领域： 药物及化合物

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Nonylphenol

产品应用： ELISA=1:500-1000

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

性 状： Lyophilized or Liquid

浓 度： 1mg/ml

免 疫 原： KLH-Nonylphenol:

亚 型： IgG

纯化方法： affinity purified by Protein A

储 存 液： 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.



保存条件： Store at -20 ° C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20° C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 ° C.

PubMed： PubMed

产品介绍： 药物 化合物抗体

壬基酚是环境荷尔蒙，现多用在清洁剂中，做为非离子界面活性剂，具有类似人类雌激素的效果，一旦进入人体，会影响干扰内分泌系统，危害健康，甚至造成雄性雌性化。