

## 肌球蛋白 1H 抗体

产品货号： mIR19170

英文名称： MYO1H

中文名称： 肌球蛋白 1H 抗体

别名： Myosin-1H; MYO1H\_HUMAN ; Unconventional myosin-Ih.

研究领域： 细胞生物 免疫学 信号转导

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, Sheep,

产品应用： WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 ICC=1:100-500 IF=1:100-500

（石蜡切片需做抗原修复）

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

分子量： 119kDa

细胞定位： 细胞浆

性状： Lyophilized or Liquid

浓度： 1mg/ml

免疫原： KLH conjugated synthetic peptide derived from human MYO1H:501-600/958

亚 型 : IgG

纯化方法 : affinity purified by Protein A

储 存 液 : 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.

保存条件 : Store at -20 ° C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20° C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 ° C.

**PubMed :** PubMed

产品介绍 : Myosin is a hexamer of two heavy chains (MHC) and four light chains (MLC) that interacts with Actin to generate the force for diverse cellular movements, including cytokinesis, phagocytosis and muscle contraction.

**Function:**

Myosins are actin-based motor molecules with ATPase activity. Unconventional myosins serve in intracellular movements. Their highly divergent tails are presumed to bind to membranous compartments, which would be moved relative to actin filaments

**Important Note:**

This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.