

## 血红素抗体

产品货号： mIR0408

英文名称： Heamachrome

中文名称： 血红素抗体

别 名： Hb;

抗体来源： Rabbit

克隆类型： Polyclonal

交叉反应： Human,

产品应用： WB=1:500-2000 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:400-800 IHC-F=1:400-800 IF=1:100-500 （石蜡切片需做抗原修复）

not yet tested in other applications.

optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

分 子 量： 65kDa

性 状： Lyophilized or Liquid

浓 度： 1mg/ml

免 疫 原： Full length human heamachrome protein:

亚 型： IgG

纯化方法： affinity purified by Protein A

储 存 液： 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol.



**保存条件：** Store at -20 ° C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20° C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 ° C.

**PubMed：** PubMed