

桔梗皂苷元

中文名： 桔梗皂苷元

英文名： platycodigenin

别名： 2beta,3beta,16beta,23,24-pentahydroxy-olean-12-en-28-oic acid; Platycodigenin;

Platicodigenin;

CAS 号： 22327-82-8

分子式： C₃₀H₄₈O₇

分子量： 520.7

熔点： 250-252℃

沸点： 675.5℃ at 760 mmHg

比旋光度： (Py)+35.3

储存条件： 2-8℃

来源： 桔梗

闪点： 376.3℃