

## 关附甲素

中文名： 关附甲素

英文名： Guan-fu base A

别名： Kwan-Fu Base A

CAS 号： 1394-48-5

分子式： C<sub>24</sub>H<sub>31</sub>NO<sub>6</sub>

分子量： 429.51

沸点： 541.5°C at 760mmHg

比旋光度： (CHCl<sub>3</sub>)+49

储存条件： 2-8°C

来源： 乌头

闪点： 281.3°C

外观： 粉末

用途： Shows antiarrhythmic props.