

基本药物（头孢类药物）快筛试剂盒

品牌： 酶联生物

规格： 10 次/盒

用途： 适用于头孢类广谱 β - 内酰胺类抗生素的快速鉴别，可检测硬胶囊、片剂、颗粒剂等剂型样品的快速检测。

产品详细介绍

【适用范围】

本试剂盒适用于头孢类广谱 β - 内酰胺类抗生素的快速鉴别，可检测硬胶囊、片剂、颗粒剂等剂型样品的快速检测。

【简介】

目前，头孢类广谱 β - 内酰胺类抗生素主要有头孢氨苄、头孢拉定、头孢克洛等药物。本试剂盒可快速筛查头孢类药物化学成分。