

三聚氰胺快速检测卡

品牌： 酶联生物

规格： 20 份次

用途： 三聚氰胺快速检测卡适用于液态奶、奶粉中三聚氰胺残留的快速筛选检测。

其它： 有效期：12 个月

产品详细介绍

三聚氰胺俗称密胺、蛋白精，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。由于食品和饲料工业蛋白质含量测试方法的缺陷，三聚氰胺常被不法商人用作食品添加剂，以提升食品检测中的蛋白质含量指标，因此三聚氰胺也被人称为“蛋白精”。

长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害，膀胱、肾部结石，并可进一步诱发膀胱癌。一般成年人身体会排出大部分的三聚氰胺，不过如果与三聚氰酸并用，会形成无法溶解的氰尿酸三聚氰胺，造成严重的肾结石。

牛乳中三聚氰胺检测试纸条利用免疫层析原理对牛乳中三聚氰胺残留进行快速检测。具有操作简单、检测时间短的特点，适用于各类企业、检测机构、监督部门对三聚氰胺残留的现场快速检测。