

高通量农药残留分析仪 DY-5000 系列

品牌： 酶联生物

规格： DY-5000

包装： 套

用途： 适用于蔬菜、水果等农产品及土壤、茶叶、粮食、水体中有机磷类和氨基甲酸酯类违禁农药的残留量及除草剂的残留量的快速检测与分析。

产品详细介绍

功能特点

- 1、试剂开放，无特定限制。
- 2、国内首台同时具备酶抑制率法和免疫法两种快速检测技术的全新仪器。其中酶抑制率法可测试样品中的有机磷类和氨基甲酸酯类农药残留总量；酶联免疫 Elisa 法可单独分开测试样品中有机磷类农药总残留量、氨基甲酸酯类（克百威）残留量、除草剂残留量
- 3、自动测量、自动计算、自动显示样品中所含农药的最终抑制率值或浓度值，方便用户操作。
- 4、大屏幕全中文 Windows 操作界面，用户可编辑输入检测单位及检验人员等信息。

- 5、利用触摸屏、触摸笔、鼠标作为输入方式，极大地方便了用户的输入操作。
- 6、可进行定量或定性检测，多种计算方法。
- 7、96孔可视化布板，空白位、对照位、样本位、标准品位任意设置。
- 8、8通道检测迅速准确。
- 9、内置热敏打印机，可随时打印形式多样的综合报告，支持多种品牌系列的外置打印机（PCL Laser 系列、HP P1007、Epson ME 1+）。
- 10、强大的网络功能：可通过工作站可与检测单位计算机网络、质量监测中心联网，对测量数据进行监控管理，实现省、市、区间数据查询、浏览、分析、统计、打印，为工作带来极大的便捷。
- 11、辅助管理功能：内置检测样品数据库、检测人员数据库和系统日志数据库。