

## 孔雀石绿快速检测盒（胶体金）

- 品 牌：** 酶联生物
- 包 装：** 盒
- 用 途：** 孔雀石绿快速检测盒（胶体金）检测鱼、虾等样品中的孔雀石绿残留
- 保质期：** 12 个月

### 产品详细介绍

#### 检测原理

孔雀石绿快速检测试纸卡应用了竞争抑制免疫层析的原理，样本中的孔雀石绿在流动的过程中与胶体金标记的特异性单克隆抗体结合，抑制了抗体和 NC 膜检测线（T 线）上的孔雀石绿-BSA 偶联物的结合，从而导致检测线颜色的变化。

#### 适用范围

本产品适用于水产中孔雀石绿的定性检测。